

Belangrijke informatie over het onderhoud van het bekledingsmateriaal:

Reiniging:

Met reiniging wordt het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal bedoeld, om te vermijden dat micro-organismen zich erin kunnen vermenigvuldigen.

Gebruik voor de reiniging een warme, milde zeepoplossing en een microvezeldoek of een zachte handborstel. We raden aan om regelmatig het oppervlak van de kussens te reinigen.

Gebruik geen oplosmiddel, chloride, polijstmiddel, chemisch reinigingsmiddel of waspoetsmiddel!

Bij ons kunt u een speciaal reinigingsmiddel bestellen.

Onze aanbeveling:



Reinigungsset voor Skai-producten

voor zachte reiniging en verzorging van het bekledingsmateriaal
(050-1000)

Inhoud:

- verstuiverfles met 200 ml Skai-reiniger
- 1 microvezeldoek 40 x 40 cm

Desinfectie:

Met desinfectie wordt het doden of onwerkzaam maken van ziekteverwekkers bedoeld om infecties bij mensen te vermijden.

Gebruik ook hiervoor geen middelen met oplossende stoffen.

Wanneer er te vaak desinfectiemiddel gebruikt wordt, gaat de bekleding minder lang mee.

De hieronder genoemde desinfectiemiddelen zijn op verdraagbaarheid getest en kunnen volgens de aangegeven dosering worden gebruikt (met voorbehoud van wijzigingen in de samenstelling van het desinfectiemiddel):

Let op:

Hierbij erop letten dat er deskundig met de bekleding wordt omgegaan.

Wanneer dit niet het geval is, kunnen de kussens snel poreus worden, verkleuren of kunnen er zich scheurtjes vormen. In dit geval vervalt de garantie.

Daarnaast vallen verkleuring door jeans of ander textiel niet binnen de garantie!

Desinfectiemiddelen voor Pandoria Plus

Benaming	Lijst Robert Koch Institut	Lijst Verbund für angewandte Hygiene	Producent
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozyd sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH

Alle vermelde desinfectiemiddelen zijn volgens de informatie van de fabrikant werkzaam tegen SARS-CoV-2

Let op: Houd bij het gebruik van een desinfectiemiddel altijd rekening met de doseringsinstructies van de betreffende fabrikant!

K. H. DEWERT GmbH - Vollmestr. 7 - 33649 Bielefeld – Germany
Tel. 0521/40027-0 | Fax 0521/40027-27 | info@khdewert.de