

## Consignes importantes concernant l'entretien du revêtement de la sellerie :

### Nettoyage :

Le nettoyage consiste à éliminer les salissures visibles et les matières organiques invisibles afin d'empêcher la prolifération de microorganismes.

Veillez utiliser, pour le nettoyage, de l'eau chaude légèrement savonneuse et un chiffon microfibrés ou une brosse douce. Nous recommandons de nettoyer régulièrement les surfaces du revêtement de la sellerie.

Ne pas utiliser de solvants, de chlorures, d'agents polissant, de nettoyeurs chimiques ni de cires !

Un nettoyeur spécial peut être commandé auprès de notre société.

### Notre recommandation:



### Kit de nettoyage pour produits de Skai

Pour nettoyage et entretien en douceur de la surface

(050-1000)

Constitué par:

- vaporisateur avec 200 ml nettoyeur special Skai
- 1 chiffon microfibrés 40 x 40 cm

### Désinfection :

La désinfection consiste à tuer/inactiver les agents pathogènes pour empêcher les infections chez les humains.

Ne pas utiliser non plus de produits à base de solvants !

L'utilisation démesurée de produits désinfectants influence la durée de vie du matériau de revêtement de la sellerie.

La tolérance des désinfectants suivants (voir au dos) a été testée ; ils peuvent être utilisés en respectant le dosage indiqué (sous réserve de changement de leur composition).

### Attention :

Veiller impérativement à une manipulation correcte.

Le non-respect des consignes peut entraîner en peu de temps la fragilisation, la décoloration et la fissuration du revêtement de la sellerie ! Dans ce cas, toute garantie est exclue.

Les colorations dues au jean ou autres textiles sont également exclues de la garantie !

## Désinfectant pour Pandoria Plus

Nom	Classification RKI	Classification VAH	Fabricant
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH

**Selon les indications des fabricants, tous les désinfectants mentionnés sont efficaces contre le SARS-CoV-2**

**Attention : lors de l'utilisation d'un désinfectant, veuillez toujours tenir compte des instructions de dosage du fabricant respectif !**