

## Istruzioni importanti per la cura del rivestimento dell'imbottitura:

### **Pulizia:**

Per pulizia si intende la rimozione dello sporco visibile e del materiale organico invisibile per evitare la proliferazione di microrganismi.

Per la pulizia utilizzare una liscivia di sapone delicata e calda e un panno in microfibra o una spazzola manuale a setole morbide. Si raccomanda di pulire regolarmente la superficie delle imbottiture.

Si raccomanda di non utilizzare solventi, cloruri, sostanze lucidanti, detergenti chimici o lucidanti a cera!

Un detergente speciale può essere acquistato presso di noi.

### **Nostra raccomandazione:**



### **Kit di pulizia per Skai-prodotti**

per una pulizia delicata e la cura della superficie della imbottitura  
(050-1000)

#### Contenuto:

- bottiglia atomizzatore con 200 ml detergente skai
- 1 panno in microfibra 40 x 40 cm

### **Disinfezione:**

Per disinfezione si intende l'uccisione o l'inattivazione degli agenti patogeni per prevenire le infezioni negli esseri umani.

Anche in questo caso non utilizzare prodotti contenenti solventi!

L'uso eccessivo di prodotti disinfettanti influisce sulla durata del materiale di rivestimento delle imbottiture.

I seguenti disinfettanti (vedi retro) sono stati testati per verificarne la compatibilità e possono essere utilizzati nel dosaggio specificato (con riserva di eventuali modifiche nella composizione dei disinfettanti):

### **Attenzione:**

Per l'uso dei disinfettanti è essenziale assicurarne il corretto impiego.

L'inosservanza può portare all'infragilimento, allo scolorimento e alla fessurazione del rivestimento delle imbottiture in breve tempo! In questo caso la garanzia è esclusa.

Allo stesso modo sono escluse dalla garanzia le macchie causate da jeans o altri tessuti!

## Disinfettanti per Pandoria Plus

Denominazione	Elenco RKI	Elenco VAH	Produttore
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozyd sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozyd universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH

**Tutti i disinfettanti elencati sono efficaci contro la SARS-CoV-2 secondo le informazioni fornite dai produttori**

**Attenzione: quando si utilizza un disinfettante, tenere sempre in considerazione le istruzioni di dosaggio del rispettivo produttore!**