

"Staynu"

La soluzione innovativa per i rivestimenti di imbottiture:

resistenza allo sporco, facilità di pulizia, igiene semplificata

Grazie all'innovativa finitura superficiale con tecnologia "staynu", la manutenzione regolare delle superfici molto sfruttate non è mai stata così facile. Un rivestimento speciale sigilla la superficie in modo tale che le particelle di sporco, di qualsiasi tipo, difficilmente aderiscono e non possono così penetrare in profondità nel rivestimento. Con l'impiego di prodotti per la pulizia è possibile inoltre rimuovere tutte quelle imbrattature che su un rivestimento convenzionale per imbottiture non potrebbero essere eliminate, ad esempio:

- macchie di pennarelli permanenti, penne a sfera, marker, penne gel
- sangue, urina, grassi corporei
- iodio, Betaisodona
- cosmetici come rossetto, trucco
- macchie causate da jeans e persino dal lucido da scarpe

Pulizia

Per lo sporco leggero si consiglia di effettuare una pulizia con liscivia di sapone delicata o con il detergente **skai®** e un panno in microfibra. È sufficiente effettuare un'applicazione sulla zona sporca, lasciare agire per un po' e pulire con un panno.

Le macchie o le contaminazioni più ostinate si rimuovono meglio con isopropanolo (70% di alcol), ad esempio. A questo scopo è possibile utilizzare anche una spazzola manuale a setole morbide. La superficie può essere trattata con questo alcool altamente concentrato in qualsiasi momento. La superficie non subisce danni.

Infine detergere con acqua chiara o acqua saponata.

Non è necessario utilizzare alcun prodotto di cura speciale.

Evitare a tutti i costi l'utilizzo di detersivi abrasivi o sbiancanti.

Come sempre, effettuare prima dei test in un punto nascosto.

Nostra raccomandazione:



Kit di pulizia per Skai-prodotti

per una pulizia delicata e la cura della superficie della imbottitura
(050-1000)

Contenuto:

- bottiglia atomizzatore con 200 ml detergente skai
- 1 panno in microfibra 40 x 40 cm

Disinfezione

In base alla legge sui dispositivi medici siamo obbligati a fornire una selezione di prodotti disinfettanti che possono essere utilizzati senza problemi.

È stata testata una varietà di prodotti disinfettanti comuni, tutti utilizzabili senza eccezione.

Se il vostro prodotto disinfettante non è presente nell'elenco, non esitate a contattarci.

Disinfettanti per "staynu" Toronto EN

Denominazione	Elenco RKI	Elenco VAH	Produttore
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin liquid		x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed concentrato			CosiMed GmbH
Cleanisept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica Dr. H.-J. Molitor GmbH

Tutti i disinfettanti elencati sono efficaci contro la SARS-CoV-2 secondo le informazioni fornite dai produttori

Questo elenco fornisce una rassegna di disinfettanti comuni.

Tutti i prodotti testati finora possono essere utilizzati senza problemi.

Tenere sempre in considerazione le istruzioni di dosaggio del rispettivo produttore!