

## Indicații importante pentru îngrijirea tapițeriei:

### Curățare:

Prin curățare se înțelege eliminarea murdăriei vizibile și a materialului organic nevizibil, pentru a preveni înmulțirea microorganismelor.

Pentru curățare, utilizați o leșie de săpun caldă, slabă și o lavetă din microfibră sau o perie manuală. Vă recomandăm să efectuați o curățare regulată a suprafeței pernelor dumneavoastră.

Vă rugăm să nu utilizați solvenți, clorură, material de lustruit, agenți de curățare chimici sau ceară de lustruit!

De la noi puteți procura un agent de curățare special.

### Recomandarea noastră:



**Trusa de curatare pentru produse Skai**  
pentru curățarea ușoară și îngrijirea suprafeței  
(050-1000)

Conținut:

- Sticla atomizator cu 200 ml agent de curățare special skai
- 1 lavetă din microfibră 40 x 40 cm

### Dezinfectare:

Prin dezinfectare se înțelege distrugerea, resp. inactivarea agenților patogeni pentru prevenirea infecțiilor la oameni.

În acest scop nu utilizați produse cu conținut de solvenți!

Utilizarea neproporțională a agenților de dezinfectare influențează durata de viață a materialului tapițeriei.

Următorii agenți de dezinfectare (vezi partea posterioară) au fost testați referitor la compatibilitate și pot fi utilizați la dozarea indicată (cu rezerva eventualelor modificări în compoziția agentului de dezinfectare):

### Atenție:

Acordați neapărat atenție manipulării corespunzătoare.

Nerespectarea acesteia poate determina fragilizarea, decolorarea și formarea fisurilor în tapițerie! În acest caz este exclusă garanția.

De asemenea, sunt excluse de la garanție pătarea de pe blugi sau alte materiale textile!

## Agent de dezinfectare pentru Pandoria Plus

Denumire	Listat RKI	Listat VAH	Producător
Incidin Plus	x	x	Ecolab GmbH
Incidin Pro		x	Ecolab GmbH
Incidin Aktive	x	x	Ecolab GmbH
Incidin OxyWipes S		x	Ecolab GmbH
Microbac forte		x	Bode Chemie
Kohrsolin FF		x	Bode Chemie
Bacillol 30 foam		x	Bode Chemie
Dismozon plus	x	x	Bode Chemie
CosiMed Konzentrat			CosiMed GmbH
Cleansept/Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	x	x	Dr. Schumacher GmbH
Biguanid Fläche N		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept PUR Wipes RTU		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept Sensitive Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Descosept spezial Wipes		x	Dr. Schumacher GmbH
Ultrasol active		x	Dr. Schumacher GmbH
Meliseptol foam pure		x	B.Braun Melsungen
Meliseptol rapid		x	B.Braun Melsungen
FD 366		x	Dürr Dental AG
FD 300		x	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin spezial	x	x	Lysoform, Dr. Rosemann GmbH
Franco-Cid N		x	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des			Aquagenius Schweiz GmbH
Mikrozid sensitive liquid		x	Schülke & Mayr
Perform	x	x	Schülke & Mayr
Mikrozid universal liquid		x	Schülke & Mayr
Terralin protect	x	x	Schülke & Mayr
Apesin rapid		x	Tana Chemie GmbH
Biguacid S		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH
Descogen Liquid r.f.u.		x	Antiseptica, Dr. H.-J. Molitor GmbH

**Conform indicațiilor producătorului, toți agenții de dezinfectare prezentați sunt eficienți împotriva SARS-CoV-2**

**Atenție: Când utilizați un dezinfectant, vă rugăm să țineți cont întotdeauna de instrucțiunile de dozare ale producătorului respectiv!**