

# Serie 6000E

## 2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6050-03E und 6051-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6050-04E und 6051-04E grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6810-..XLE entspricht Modell 6050-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz



Alle Abb.:  
Modell 6050-04XLE  
mit Ausstattungsoptionen:  
Fahrbar auf zentral  
feststellbaren Rollen (1048),  
Papierrollenhalter (1270K/F);  
Polsterfarbe: 64-715 anthracite


### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Halbrund-Form, verstellbar zu Sitzposition
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 20° (Trendelenburg), Bedienung durch Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -25 bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 20° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: Modell 6050-..E: 700 mm | Modell 6051-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E  
1 Fußschalter

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-60  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

### Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. B1997E  
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Armstützen



Art.-Nr. 1440  
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene