

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 2220-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2220-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2220-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2220-00XL/H mit Ausstattungsoption: Ablagekorb (1850), Schiebegriff-Ausführung verchromt; Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Modell 2220-00XL/H mit Ausstattungsoption: Entfall der serienmäßigen Seitensicherung, Seitensicherung abklappbar (2x1040), Papierrollenhalter (1267K), fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Schiebegriff-Ausführung verchromt; 64-708 cherry

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 570 mm bis 990 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen zentral feststellbar, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm, dann mit Wandabweisrädern Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-30
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +60°

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2220-800
Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 100 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm