

# Transport- und Aufwachliegen

## 2-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 61-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 61-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 61-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:  
Modell 61-00  
mit Ausstattungsoption:  
2. Schiebegriff am Kopfende  
(1810), Schiebegriff-Ausführung  
verchromt;  
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

### Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11  
Fahrbar auf 4 Rollen  
einzeln feststellbar,  
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen  
zentral feststellbar, Ø 100  
mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-  
rollen zentral feststellbar,  
Ø 125 mm



### Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF  
Entfall der serienmäßigen  
Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit  
Halterung, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für  
Normschiene mit Befestigungskloben,  
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20  
Komfortable Kopfteilverstellung  
stufenlos durch Gasdruckfeder  
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1662  
Zusätzliches 2. Kopfteil,  
Länge: 550 mm,  
verstellbar durch  
2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz  
  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220  
Papierrollenhalter,  
für Liegenbreite  
650 mm / 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172  
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810  
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850  
Ablagekorb mit Halterung,  
Abmessungen:  
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene 350  
mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für  
Normschiene, Aufnahme  
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für  
Normschiene, ohne  
Befestigungskloben

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 61-800  
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm,  
Polsterstärke 100 mm