



# NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

# 2023.1



Präzisions-Stahlrohrmöbel

VIELZWECKTISCHE



SEITE 2

HOCKER



SEITE 3

ROLLEN, KISSEN, WÜRFEL



SEITE 3

SEITE 6

AUFTRITTE



SEITE 7

POLSTERSCHUTZ- UND PFLEGE



LANGLEBIG

ROBUST

PFLEGELEICHT



HOCKER



VIELZWECKTISCHE



AUFTRITTE



ROLLEN, KISSEN, WÜRFEL



Farbauswahl Gestell  
(von links nach rechts:  
-00, -03, -04)

- Modell 325N-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 325N-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 325N-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**



### Ausstattung:

- Fahrbar auf 4 Rollen Ø 65 mm
- Mit 2 Tischplatten aus HPL, 8 mm stark, weiß
- Große Tischplatte (Abm. 580 x 400 mm) schwenkbar
- Kleine Tischplatte (Abm. 150 x 200 mm) fest
- 1 Taschenhaken unter der großen Tischplatte

### Abmessungen:

- Tischeinheit manuell höhenverstellbar von 750 bis 1.100 mm  
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 325-55)
- Abmessungen gesamt: L: 740 mm x B: 400 mm
- Gewicht: 11 kg

- Modell 327-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 327-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 327-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**

### Ausstattung:

- Fahrbar auf 4 Rollen Ø 65 mm
- Mit 1 Tischplatte (Abm. 760 mm x 420 mm) aus HPL, 8 mm stark, weiß
- 1 Abfallsammler außenseitig angebracht

### Abmessungen:

- Tischeinheit manuell höhenverstellbar von 720 bis 1.070 mm  
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 327-55)
- Abmessungen gesamt: L: 760 mm x B: 420 mm
- Gewicht: 13 kg

- Modell 329-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 329-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 329-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**

### Ausstattung:

- Fahrbar auf 4 Rollen Ø 65 mm, 2 Rollen mit Feststellern
- Mit 2 Tischplatten aus HPL, 8 mm stark, weiß
- Obere Tischplatte (Abm. 650 x 400 mm) manuell höhenverstellbar von 720 mm bis 1.020 mm
- Untere Tischplatte (Abm. 580 x 400 mm) fest

### Abmessungen:

- Obere Tischplatte manuell höhenverstellbar von 720 mm bis 1.070 mm  
Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 329-55)
- Abmessungen gesamt: L: 650 mm x B: 400 mm
- Gewicht: 15 kg



# Nützliches für den Alltag



## Rollen, Kissen, Würfel



Design:



Bezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:  
Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche  
Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



\*Der Artikelnummer bitte die jeweilige Nummer der Bezugsfarbe anfügen.



Art.-Nr. 1113-..\*  
**Halbrolle**,  
Abm. (L x B x H): 570 x 200 x 95 mm



Art.-Nr. 1211-..\*  
**Keilkissen**, Abm. (L x B x H):  
400 x 400 x 100 - 10 mm



Art.-Nr. 1112-..\*  
**Knierolle**,  
Abm.: L 570 x Ø 200 mm



Art.-Nr. 1111-..\*  
**Nackenrolle**,  
Abm.: L 570 x Ø 150 mm



Art.-Nr. 1314-..\*  
**Kissen**, Klettbefestigung,  
Inlett mit Polyesterfüllung,  
Abm. (L x B): 400 x 400 mm



Art.-Nr. 1015\*  
**Würfel**, Abm. (L x B x H):  
400 x 300 x 600 mm

Art.-Nr. 1016\*  
**Würfel**, Abm. (L x B x H):  
500 x 450 x 400 mm



## Hocker mit fester Höhe

**Modell 400-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**  
**Modell 400-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**  
**Modell 400-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**

- **Feststehend**
- Untergestell aus 4-kant-Rohr 30 x 30 x 2 mm
- Sitzpolster 420 x 420 mm, als Formpolster, Polsterteilstärke: 65 mm
- Sitzhöhe: 480 mm
- Polsterbezug wählbar nach Farbmusterkarte (siehe unten)
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Gewicht:** 6 kg



### Modell 404-01 verchromt

- **Feststehend**
- 5-Bein-Hocker, Gestell aus Rundrohr, Ø 520 mm, verchromt
- Sitzplatte bestehend aus Schichtholz, Ø 350 mm
- Flach gepolstert, Polsterteilstärke: 35 mm
- Sitzhöhe: 490 mm
- Polsterbezug wählbar nach Farbmusterkarte (siehe unten)
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Gewicht:** 4 kg

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



# Nützliches für den Alltag



## Hocker mit Höhenverstellung

### Drehhocker Modelle 410-02, 411-02, 412-02, 414-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert, Ø ca. 560 mm
- **Sitzteil:**
  - Sitzfläche höhenverstellbar durch Gasdrucksäule;
  - Bedienung durch umlaufenden Greifkranz unter dem Sitz
  - Sitzteil aus Schichtholz
- **Belastbarkeit:** 130 kg



411-02K, 411-02, 411-02L; jeweils in mittlerer Höhe

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Fahrbarkeit	Sitzpolster Flach, Ø 360 mm Polsterteilstärke: 35 mm	Formpolster, Ø 370 mm Polsterteilstärke: 70 mm
<p><b>Fahrbar</b> auf 5 hochwertigen Universalrollen, Ø 50 mm; geeignet für harte und weiche Böden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radkörper aus stabilem Zinkdruckguss, Radabdeckung verchromt</li> <li>• Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Modell 410-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbereich: 490 mm bis 680 mm</li> <li>• <b>Gewicht:</b> 6,5 kg</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Varianten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>410-02K</b> Höhenverstellbereich: 390 mm bis 520 mm <b>K</b></li> <li>• <b>410-02L</b> Höhenverstellbereich: 540 mm bis 780 mm <b>L</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Modell 411-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbereich: 530 mm bis 720 mm</li> <li>• <b>Gewicht:</b> 8 kg</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Varianten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>411-02K</b> Höhenverstellbereich: 420 mm bis 550 mm <b>K</b></li> <li>• <b>411-02L</b> Höhenverstellbereich: 580 mm bis 820 mm <b>L</b></li> </ul>
<p><b>Feststehend</b> auf Bodengleitern mit großer Auflagefläche (50 mm)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modell 412-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbereich: 460 mm bis 650 mm</li> <li>• <b>Gewicht:</b> 6,5 kg</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>ohne Abbildung</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>Modell 414-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenverstellbereich: 500 mm bis 690 mm</li> <li>• <b>Gewicht:</b> 8 kg</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>



Die Aufbauanleitung und weitere interessante Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal: K.H. Dewert GmbH  
Wir freuen uns auf Sie!

## Hocker mit Höhenverstellung

### Drehhocker mit Fußauslösung - Modell 417-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
  - Fahrbar auf 5 Universalrollen, Ø 65 mm; geeignet für harte und weiche Böden
  - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
  - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- **Sitzteil:**
  - Sitzfläche höhenverstellbar von 540 mm bis 720 mm über Gasdrucksäule; Fußbedienung durch Betätigungsplatte gut zugänglich am Untergestell
  - Sitzteil aus Schichtholz
  - Mit Formpolster Ø 370 mm, Polsterteilstärke 70 mm
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 9 kg



### Drehstuhl - Modell 420-02

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- **Fahrbarkeit:**
  - Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen, Ø 50 mm; geeignet für harte und weiche Böden
  - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
  - Rollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- **Sitzteil:**
  - Sitzfläche höhenverstellbar von 550 mm bis 740 mm über Gasdrucksäule; bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz
  - Sitzteil aus Schichtholz
  - Mit Formpolster Ø 420 mm, Polsterteilstärke 70 mm
  - Mit höhenverstellbarer, gepolsterter Rückenlehne
- **Belastbarkeit:** 130 kg
- **Gewicht:** 12 kg



### Varianten:



**420-02K**  
Höhenverstellbereich:  
440 mm bis 570 mm  
ohne umlaufenden Fußkranz

**K**



**420-02L**  
Höhenverstellbereich:  
600 mm bis 840 mm

**L**

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie





## Nützliches für den Alltag

### Auftritte aus Vierkantrrohr



#### Technik:

- Untergestell aus Vierkantrrohr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern und glatter Oberfläche; Farbe: schwarz
- Größe der Trittplatte(n): 550 x 300 mm



Farbauswahl Gestell  
(von links nach rechts: -00, -03, -04)

- Modell 319-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 319-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 319-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**



#### Abmessungen:

- Größe der Trittplatte: 550 x 300 mm
- Höhe: 150 mm
- Gewicht: 4,5 kg



Modell 319-00

- Modell 320-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 320-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 320-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**



#### Abmessungen:

- Größe der Trittplatte: 550 x 300 mm
- Höhe: 250 mm
- Gewicht: 5 kg

- Modell 321-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**
- Modell 321-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)**
- Modell 321-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)**



#### Abmessungen:

- Größe der Trittplatten: 550 x 300 mm
- Höhe 1. Stufe: 230 mm
- Höhe 2. Stufe: 460 mm
- Länge gesamt: 560 mm
- Breite gesamt: 300 mm
- Gewicht: 11 kg



Modell 321-03

# Nützliches für den Alltag

## Auftritte mit Handlauf

Modell 323-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 323-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 323-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



### Grundausrüstung:

- Mit **einseitigem** Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit Ihrer Patienten
- Ohne Aufpreis wählbar: Handlauf rechts oder links



### Technik:

- Untergestell aus Vierkantrrohr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern; Farbe: schwarz
- Gestell zusätzlich mit einem Ausleger zur Vermeidung der Kippgefahr



### Abmessungen:

- Höhe 1. Stufe: 230 mm | Höhe 2. Stufe: 460 mm | Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm
- Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm | Breite inkl. Ausleger: 800 mm | Tiefe: 600 mm



Modell 324-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 324-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 324-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



### Grundausrüstung:

- Mit **beidseitigem** Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit Ihrer Patienten



### Technik:

- Untergestell aus Vierkantrrohr 35 x 35 x 3 mm
- Trittplatten: PUR-Schaumauflagen mit Holzkern; Farbe: schwarz
- Gestell zusätzlich mit Auslegern zur Vermeidung der Kippgefahr

### Abmessungen:

- Höhe 1. Stufe: 230 mm
- Höhe 2. Stufe: 460 mm
- Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm
- Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm
- Breite inkl. Ausleger: 1.050 mm
- Tiefe: 600 mm

## Polsterschutz und Polsterpflege



### Reinigungsset für Skai-Produkte

Art.-Nr. 050-1000

zur schonenden Reinigung und Pflege der Polsteroberfläche

Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegtuch 40 x 40 cm



### Polsterschutzmatte

Art.-Nr. 1890

aus Klarsicht-PVC-Folie, 0,8 mm Stärke, Abm. (L x B): 700 x 600 mm



K.H. Dewert GmbH  
Vollmestraße 7  
33649 Bielefeld  
Germany

Postfach 14 40 28  
33634 Bielefeld  
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0  
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: [www.khdewert.de](http://www.khdewert.de)



E-Mail: [info@khdewert.de](mailto:info@khdewert.de)

YouTube: [K.H. Dewert](https://www.youtube.com/K.H.Dewert)



04.2023\_01

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

